


Lentile Moi – Managementul Miopiei

Controlul miopiei cu lentile zilnice	Ambalaj	Domeniul de fabricație
MiSight® 1 day	Cutie cu 30 lentile	-0.50D la -10.00D (0.50D pas după -6.00D)
Controlul miopiei cu lentile moi din hidrogel	Ambalaj	Domeniul de fabricație
	1 lentilă	Lentilă moale trimestrială din hidrogel 0,250 Sferă-20.000 Cilindru-6.00-0.75 Ax: 0 la 180° în pas de 5° Raza de curbură (mm): 7.8 la 9.2 în pas de 0.10 Diametrul (mm): 14.00 și 14.50
Controlul miopiei cu lentile moi din SiHy	Ambalaj	Domeniul de fabricație
	1 lentilă	Lentilă moale trimestrială din silicon hidrogel 0,250 Sferă-20.000 Cilindru-6.00-0.75 Ax: 0 la 180° în pas de 5° Raza de curbură (mm): 7.8 la 9.2 în pas de 0.10 Diametrul (mm): 14.00 și 14.50
Controlul miopiei cu lentile moi din SiHy	Ambalaj	Domeniul de fabricație
	1 lentilă	Lentilă moale trimestrială din silicon hidrogel 0,25 pas0 Sferă-25.000 Cilindru-6.00-0.75 Raza de curbură (mm): 7.5 la 9.8 în pas de 0.10 Diametrul (mm): 13.00 la 15.00 în pas de 0.10

Lentile RGP – Managementul Miopiei

Controlul miopiei cu lentile RGP	Ambalaj	Domeniul de fabricație
	1 lentilă	Lentilă RGP convențională. 0,25 pas0 Sferă-25.000 Raza de curbură (mm): 7.2 la 8.6 în pas de 0.05 Diametrul (mm): 9.80 la 10.20 în pas de 0.10
		Domeniul de fabricație
	1 lentilă	Lentilă RGP convențională. 0,25 pas0 Sferă-25.000 Cilindru-6.00 Ax: 0 la 180° în pas de 5° Raza de curbură (mm): 7.8 la 9.8 în pas de 0.10 Diametrul (mm): 9.80 la 10.20 în pas de 0.10

Ortokeratologie – Managementul Miopiei

Lentile Ortho-K	Ambalaj	Tip adaptare/ Parametrii
	1 lentilă	Miopii mici, medii, mari, asociate astigmatismelor mici. 0.25 pas0 Sferă-6.00 Cilindru-1.75 Adaptare cu trusă de probă sau soft CRT.
	1 lentilă	Miopii mici, medii, mari, asociate astigmatismelor mici. 0 Sferă-5.00 Cilindru-2.50 Adaptare cu trusă de probă sau soft VISAVY.
Overnight/ Orthotool	1 lentilă	Miopii mari (-10.00D), astigmatisme medii (-4.00D). 0 Sferă-10.00 Cilindru-4.00 Adaptare cu soft Orthotool.
	1 lentilă	Miopii mari (-10.00D), astigmatisme medii (-4.00D). 0 Sferă-10.00 Cilindru-4.00 Adaptare cu trusă de probă sau soft AlexaAR.

Personalizarea zonei optice este disponibilă pentru toate lentilele Ortho-K.

Selecția inițială a lentilei este efectuată în baza:

- Topografiei/Keratometriei
- Refracției cu ciclopegie/prescripției aeriene
- Diametrului Orizontal Vizibil al Irisului (HVID)/WTW

Pentru lentilele de ortokeratologie, LensHub recomandă picăturile oftalmice AQUAWET.



Pentru întreținerea și dezinfectarea lentilelor Ortho-K, Vizofia recomandă: AQUAMAX RGP moist și Sistemul Peroxid AQUAMAX TOTAL.

